

D A T E N B L A T T
=====

Auftaegerät "SPERMATHERM elektronik 1"
220 Volt Anschluß

1. BETRIEBSSPANNUNG für Stromnetz 220/230 Volt Wechselspannung
2. Leistung = 50 Watt
Anschluß über Schukosteckerbetrieb

Die Geräte müssen Anschluss sowohl die Stromversorgung 220/230 Volt,
2 Pole, als auch je nach LANDESAUSFÜHRUNG
mit einem zusätzlichen Schutzkontakt betrieben werden.

-In Deutschland System Schukostecker-

3. EINSTELLUNG

3. EINSTELLUNG
auf der Unterseite die Temperatur mittels Drehregler.

Geräte sind auf der Stellung 38 Grad exakt geeicht.

Sonderwünsche möglich: von 35° - 42°

4. Genauigkeit ist bei ausgeregelter Temperatur (ca. 15 Minuten Betrieb
+/- 0,1 Grad.
LED geht zeitweise aus = Einstell-Temperatur erreicht.

5. GERÄT NICHT IN WASSERBAD STELLEN UND DARAUFG ACHTEN, DAB BEI
REINIGUNG KEIN WASSER IN DAS INNERÉ DES GERÄTES GELANGT!